

AUDYZEN®

DAILY CLEAN

MEDICAL DEVICE CLASS IIa

Audyzen® Daily Clean is a 100% natural and preservatives free ear spray based on isotonic sea water and purified water for daily ear hygiene. It allows cleaning effectively the auditory canal, ensuring its correct state and avoiding wax build-up that can cause problems such as hearing loss.

Ingredients:

Purified water and sea water (sodium chloride 0.9%).

Instructions of use and recommended dose:

- Shake the bottle before use. The first time it is used, it may require pressing several times the applicator until the pulverization of the product.
- Gently insert the applicator in the ear and apply the product. For adults and children from 1 year, apply 1-2 sprays per day.
- After each application, clean the applicator with water and dry.
- In case the applicator is removed from the spray bottle, insert the applicator and press until you hear the click.

Contraindications and adverse effects:

- No adverse effects have been described at the recommended therapeutic doses, but if you experience side effects, consult your usual physician or pharmacist.
- Any serious adverse event related to this product must be declared to the manufacturer, distributor and national health authority in your country.
- At the indicated doses, no interactions are known. Similarly, it is recommended to consult with your physician if you are taking any medication.

Warnings and precautions:

- Do not use in case of any physiological or pathological discomfort in the ear.
- In case of pain or discomfort in the ear, do not use the product and consult a health care professional.
- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- Do not put any element in the ear before or after using **Audyzen® Daily Clean**.
- Keep out of the reach of children.
- For proper use of the product, it is recommended to keep box and leaflet while using it.

Conservation and expiry date:

- Do not use the product after the expiry date shown on the box and label.
- Store in a cool and dry place.
- Discard one month after opening.
- Deposit the bottle and the ear applicator in the corresponding containers.

Presentation

30 ml spray without propellant gas in a bottle with ear applicator.

100 ml spray without propellant gas in a bottle with ear applicator, available in soft force.



Date of issue: 17/07/2024. Version 02.

Knowing your experience with the product
will allow us to grow



STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
 08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - SPAIN
 Customer service: +34 666 570 401
www.stepharmaceuticals.com

REF PL0027_30
 REF PL0027_100_soft



AUDYZEN®

LIMPIEZA DIARIA

PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa

Audyzen® Limpieza Diaria es un spray auditivo 100% natural y sin conservantes a base de agua de mar isotónica y agua purificada para la higiene diaria del oído. Permite limpiar el conducto auditivo de forma eficaz, asegurando su correcto estado y evitando la acumulación de cerumen que puede causar problemas como la pérdida de audición.

Ingredientes:

Agua purificada y agua de mar (0,9% de cloruro de sodio).

Modo de uso y dosis recomendada:

- Agitar la botella antes de usar. La primera vez que se utilice, puede requerir presionar varias veces el aplicador hasta la pulverización del producto.
- Inserte suavemente el aplicador en el oído y aplique el producto. Para adultos y niños a partir de 1 año, aplicar 1-2 pulverizaciones al día.
- Después de cada aplicación, limpiar el aplicador con agua y secar.
- En caso de que el aplicador se desmonte de la botella, insertar el aplicador y presionar hasta oír el clic.

Contraindicaciones y efectos adversos:

- No se han descrito efectos adversos a las dosis terapéuticas recomendadas, pero si experimenta efectos adversos, consulte con su médico o farmacéutico habitual.
- Cualquier incidente adverso relacionado con el producto debe ser comunicado al fabricante, distribuidor y a la Autoridad Sanitaria competente.
- A las dosis indicadas no se conocen interacciones. De igual modo, se recomienda consultar con su médico si está tomando algún otro tipo de medicación.

Advertencias y precauciones:

- No utilizar en caso de cualquier tipo de molestia fisiológica o patológica en el oído.
- En caso de dolor o molestia en el oído, no utilizar el producto y acudir al profesional sanitario.
- Por razones de higiene y para prevenir la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- No introducir ningún elemento en el oído ni antes ni después de utilizar **Audyzen® Limpieza Diaria**.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para un uso adecuado del producto, se recomienda conservar la caja y el prospecto durante el uso.

Conservación y fecha de caducidad:

- No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.
- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Desechar el producto 1 mes después de su apertura.
- Deposite la botella y el aplicador para el oído en los contenedores correspondientes.

Presentación:

Espray de 30 ml sin gas propelente en el envase con aplicador para el oído.

Espray de 100 ml sin gas propelente en el envase con aplicador para el oído, disponible en fuerza suave.



Fecha de emisión: 17/07/2024. Versión 02.

Conocer tu experiencia con el producto nos
permitirá crecer



STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - SPAIN
Atención al cliente: +34 666 570 401
www.stepharmaceuticals.com

REF PL0027_30
REF PL0027_100_soft

