

FREE NOSE® PROPOLIS WITH THYME & EUCALYPTUS - SALINE SOLUTION - NASAL SPRAY

FREE NOSE® PROPOLIS WITH THYME & EUCALYPTUS is a medical device for adults and children from 12 years, formulated with a saline solution with 1% of sodium chloride. It is indicated in the nostrils hygiene by dragging in pathological processes as rhinitis, excessive secretions, flu and catarrhal processes.

It also contains extracts of propolis, thyme and eucalyptus, which provide it a pleasant and fresh aroma.

Composition:

Purified water, sodium chloride (1%), propolis glycerinated extract, EDTA disodium salt dehydrate, thyme glycerinated extract, benzalkonium chloride, eucalyptus fluid extract and sodium hydroxide.

Directions of use:

1. Shake the bottle before use and remove the protective cap. The first time it is used, it may require pressing several times the applicator until the pulverization of the product.
2. Introduce gently the nasal applicator in one nostril and press the pump to apply the product with a light massage on the area.
3. Let drain the excess solution in order to extract the mucus, and then blow.
4. Repeat the process with the other nostril.
5. Clean the tip with water and dry.
6. Cover the nasal applicator with the protective cap until the next use.

Recommended dose:

For adults and children from 12 years: 1 or 2 sprays, 2 to 3 times per day in each nostril if necessary.

Contraindications and adverse effects:

- No adverse effects have been described at the recommended therapeutic doses, but if you experience side effects, consult your usual physician or pharmacist.
- First treatment can produce aqueous rhinorrhea banal, natural due to the effect of the components.
- Any serious adverse event related to this product must be declared to the manufacturer, distributor and national health authority in your country.
- At the indicated doses, no interactions are known. Similarly, it is recommended to consult with your physician if you are taking any medication.

Warnings and precautions:

- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- In case of known or suspected allergy to any of the components of this medical device, as a precaution, it is advisable not to use.
- Keep out of reach of children.

Conservation and expiry date:

- Do not use the product after the expiry date shown on the box and the bottle.
- Maintain in a dry and cool place. Keep below 40°C.
- Discard 3 months after opening.
- Deposit the bottle and the protective cap in the corresponding containers.
- It is recommended not to discard the box or the leaflet during the use of the product.

Presentation:

Spray without propellant gas in a 20 ml bottle with nasal applicator.



Date of issue: 17-07-2024. Version 03.

Knowing your experience with the product will allow us to grow



STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - SPAIN
Customer service: +34 666 570 401
www.stepharmaceuticals.com

REF PL0087



FREE NOSE® PRÓPOLIS CON TOMILLO Y EUCALIPTO - SOLUCIÓN SALINA - ESPRAY NASAL

FREE NOSE® PRÓPOLIS CON TOMILLO Y EUCALIPTO es un producto sanitario para adultos y niños a partir de 12 años, formulado a base de solución salina con un 1% de cloruro de sodio. Indicado para la limpieza de las fosas nasales por arrastre en procesos patológicos de rinitis, secreciones excesivas, procesos gripales y catarrales.

Contiene también extractos de própolis, tomillo y eucalipto, que le confieren un agradable aroma.

Composición:

Agua purificada, cloruro de sodio (1%), extracto glicerinado de própolis, EDTA sal disódica dehidrato, extracto glicerinado de tomillo, cloruro de benzalconio, extracto fluido de eucalipto e hidróxido de sodio.

Modo de empleo:

1. Agitar el envase y retirar el tapón protector. La primera vez que se utilice, puede ser necesario presionar varias veces la bomba antes de que el producto se pulverice.
2. Cuidadosamente introducir el aplicador en un orificio nasal y presionar la bomba para aplicar el producto con un ligero masaje en el área.
3. Dejar drenar el exceso para extraer la mucosidad, después sonarse.
4. Repetir el proceso en el otro orificio.
5. Limpiar el aplicador con agua y secar.
6. Cubrir el aplicador con el tapón protector hasta nuevo uso.

Dosis recomendada:

Para adultos y niños a partir de 12 años: 1 o 2 pulverizaciones, de 2 a 3 veces al día en cada fosa nasal según sea necesario.

Contraindicaciones y efectos adversos:

- No se han descrito efectos adversos a las dosis terapéuticas recomendadas, pero si experimenta efectos adversos, consulte con su médico o farmacéutico habitual.
- El primer tratamiento puede producir rinorrea acuosa, banal, natural debido al efecto de los componentes.
- Cualquier incidente adverso grave relacionado con el producto debe ser comunicado al fabricante, distribuidor y a la Autoridad Sanitaria competente.
- A las dosis indicadas no se conocen interacciones. De igual modo, se recomienda consultar con su médico si está tomando algún otro tipo de medicación.

Advertencias y precauciones:

- Por motivos de higiene y para prevenir la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario, como precaución, es recomendable no usarlo.

Conservación y fecha de caducidad:

- No usar este producto después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la botella.
- Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C.
- Desechar 3 meses después de su apertura.
- Deposite la botella y el tapón en los contenedores correspondientes.
- Se recomienda no desechar la caja ni el prospecto durante el uso del producto.

Presentación:

Espray sin gas propelente en botella de 20 ml con aplicador nasal.



Fecha de emisión: 17-07-2024. Versión 03.

**Conocer tu experiencia con el
producto nos permitirá crecer**

