

FREE NOSE® HYALURONIC PLUS - NASAL SPRAY

FREE NOSE® HYALURONIC PLUS is a nasal spray featuring with Hyaluronic acid and Dexpanthenol (pro-vitamin B5) in a physiological saline solution with xanthan gum. This medical device forms a protective film over the mucosa helping restore the natural barrier of the mucous membrane thanks to its content in xanthan gum. Due to its content in in hyaluronic acid and dexpanthenol with moisturizing properties, it is ideal for the prevention and treatment of nasal mucosa dryness. This isotonic saline solution is suitable for adults and children from 1 year of age for prevention of symptoms and as additional therapy in the rhinitis treatment. It is recommended in situations that require the moisturizing of nasal mucosa as consequence of various causes such as rhinitis from flu, allergies, and dry nostrils after surgery, air conditioning and drug treatments.

Composition:

Purified water, dexpanthenol (3%) (pro-vitamin B5), sodium chloride (0.9%), potassium dihydrogen phosphate, dipotassium hydrogen phosphate, xanthan gum (0.3%), sodium hyaluronate (0.2%), EDTA disodium salt dehydrate, benzalkonium chloride and sodium hydroxide.

Directions of use:

1. Shake the bottle before use and remove the protective cap. The first time it is used, it may require pressing several times the applicator until the pulverization of the product.
2. Introduce gently the nasal applicator in one nostril and press the pump to apply the product.
3. Repeat the process with the other nostril.
4. Clean the tip with water and dry.
5. Cover the nasal applicator with the protective cap until the next use.

If significant discomfort appears during its use, stop the treatment and consult a physician.

Recommended dose:

For adults and children from 1 year: apply in each nostril as often as necessary.

Contraindications and adverse effects:

- No adverse effects have been described at the recommended therapeutic doses, but if you experience side effects, consult your usual physician or pharmacist.
- Any serious adverse event related to this product must be declared to the manufacturer, distributor and national health authority in your country.
- At the indicated doses, no interactions are known. Similarly, it is recommended to consult with your physician if you are taking any medication.

Warnings and precautions:

- Keep out of the reach of children.
- In case of a known or suspected allergy to any of the contents of this medical device, as a precaution, it is advisable to avoid using it.
- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- The source of hyaluronic acid is not of animal origin. It is obtained from bacterial fermentation.

Conservation and expiry date:

- Do not use after the expiry date printed on the box and bottle.
- Discard 3 months after first opening.
- Keep in a cool and dry place. Keep below 40°C.
- Deposit the bottle and the protective cap in the corresponding containers.
- It is recommended not to discard the box or the leaflet during the use of the product.

Presentation:

Spray without propellant gas in a 20 ml bottle with nasal applicator.



Date of issue: 17-07-2024. Version 04.

Knowing your experience with the product will
allow us to grow



FREE NOSE® ÁCIDO HALURÓNICO PLUS- ESPRAY NASAL

FREE NOSE® ÁCIDO HALURÓNICO PLUS es un spray nasal formulado con ácido hialurónico y dexpanthenol en una solución salina fisiológica con goma xantana. Este producto sanitario forma una película protectora sobre la mucosa que ayuda a restaurar la barrera natural de la membrana mucosa gracias a su contenido en goma xantana. Debido a su contenido en ácido hialurónico y dexpanthenol con propiedades hidratantes, es ideal para la prevención y el tratamiento de la sequedad de la mucosa nasal. Esta solución salina isotónica es adecuada para adultos y niños a partir de 1 año, para la prevención de síntomas y como terapia adicional en el tratamiento de la rinitis. Se recomienda en situaciones que requieran la hidratación de la mucosa nasal como consecuencia de diversas causas como la rinitis debido a la gripe, alergias, sequedad en las fosas nasales después de procesos quirúrgicos, aires acondicionados o tratamientos con medicamentos.

Composición:

Agua purificada, dexpanthenol (3%) (pro-vitamina B5), cloruro de sodio (0,9%), fosfato dihidrogenado de potasio, fosfato hidrogenado de dipotasio, goma xantana (0,3%), hialuronato de sodio (0,2%), EDTA sal disódica dihidrato, cloruro de benzalconio e hidróxido de sodio.

Modo de uso:

1. Agitar el envase y retirar el tapón protector. La primera vez que se utilice puede ser necesario presionar varias veces la bomba antes de que el producto se pulverice.
 2. Cuidadosamente introducir el aplicador en un orificio nasal y presionar la bomba para aplicar el producto.
 3. Repetir el proceso en la otra fosa nasal.
 4. Limpiar el aplicador con agua y secar.
 5. Cubrir el aplicador con el tapón protector hasta nuevo uso.
- Si durante su uso aparecen molestias importantes, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Dosis recomendada:

Para adultos y niños a partir de 1 año, tantas veces como sea necesario.

Contraindicaciones y efectos adversos:

- No se han descrito efectos adversos a las dosis terapéuticas recomendadas, pero si experimenta efectos adversos, consulte con su médico o farmacéutico habitual.
- Cualquier incidente adverso relacionado con el producto debe ser comunicado al fabricante, distribuidor y a la Autoridad Sanitaria competente.
- A las dosis indicadas no se conocen interacciones. De igual modo, se recomienda consultar con su médico si está tomando algún otro tipo de medicación.

Advertencias y precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario, como precaución, es recomendable no usarlo.
- Por razones higiénicas y prevenir la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- La fuente de ácido hialurónico no es de origen animal. Se obtiene a partir de la fermentación bacteriana.

Conservación y fecha de caducidad:

- No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.
- Desechar 3 meses después de su apertura.
- Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C.
- Deposite la botella y el tapón en los contenedores correspondientes.
- Se recomienda no desechar la caja ni el prospecto durante el uso del producto.

Presentación:

Espray sin gas propelente en una botella de 20 ml con aplicador nasal.



Fecha de emisión: 17-07-2024. Versión 04.

Conocer tu experiencia con el producto nos
permitirá crecer

