

FREE NOSE® HYALURONIC - NASAL SPRAY

FREE NOSE® HYALURONIC is an isotonic saline solution with hyaluronic acid which high moisturizing power helps to restore nasal mucosa and promote its normal operation. It is recommended in situations that require the moisturizing of nasal mucosa as consequence of various causes such as rhinitis from flu, allergies, and dry nostrils after surgery, air conditioning and drug treatments. The condition of the nasal mucosa is essential in breathing as it filters, humidifies and warms the air we breathe.

Composition:

Purified water, sodium chloride (0.9%), sodium hyaluronate (0.2%), EDTA disodium salt dehydrate, sodium hydroxide and benzalkonium chloride.

Directions of use:

1. Shake the bottle before use and remove the protective cap. The first time it is used, it may require pressing several times the applicator until the pulverization of the product.
 2. Introduce gently the nasal applicator in one nostril and press the pump to apply the product.
 3. Repeat the process with the other nostril.
 4. Clean the tip with water and dry.
 5. Cover the nasal applicator with the protective cap until the next use.
- If significant discomfort appears during its use, stop the treatment and consult a physician.

Recommended dose:

For adults and children from 1 year: apply in each nostril as often as necessary.

Contraindications and adverse effects:

- No adverse effects have been described at the recommended therapeutic doses, but if you experience side effects, consult your usual physician or pharmacist.
- Any serious adverse event related to this product must be declared to the manufacturer, distributor and national health authority in your country.
- At the indicated doses, no interactions are known. Similarly, it is recommended to consult with your physician if you are taking any medication.

Warnings and precautions:

- Keep out of the reach of children.
- In case of a known or suspected allergy to any of the contents of this medical device, as a precaution, it is advisable to avoid using it.
- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- The source of hyaluronic acid is not of animal origin. It is obtained from bacterial fermentation.

Conservation and expiry date:

- Do not use after the expiry date printed on the box and bottle.
- Discard 3 months after first opening.
- Keep in a cool and dry place. Keep below 40°C.
- Deposit the bottle and the protective cap in the corresponding containers.
- It is recommended not to discard the box or the leaflet during the use of the product.

Presentation:

Spray without propellant gas in a 20 ml bottle with nasal applicator.



Date of issue: 17-07-2024. Version 04.

Knowing your experience with the product will
allow us to grow



FREE NOSE® HALURÓNICO - ESPRAY NASAL

FREE NOSE® HALURÓNICO es una solución salina isotónica con ácido hialurónico que con su alto poder hidratante ayuda a restaurar la mucosa nasal y a promover su buen funcionamiento. El estado de la mucosa nasal es esencial para respirar, ya que filtra, humidifica y calienta el aire que respiramos. Se recomienda en situaciones que requieran la hidratación de la mucosa nasal como consecuencia de diversas causas como la rinitis debido a la gripe, alergias, sequedad en las fosas nasales después de procesos quirúrgicos, aires acondicionados o tratamientos con medicamentos.

Composición:

Agua purificada, cloruro de sodio (0,9%), hialuronato de sodio (0,2%), EDTA sal disódica dihidrato, hidróxido de sodio y cloruro de benzalconio.

Modo de uso:

1. Agitar el envase y retirar el tapón protector. La primera vez que se utilice puede ser necesario presionar varias veces la bomba antes de que el producto se pulverice.
 2. Cuidadosamente introducir el aplicador en un orificio nasal y presionar la bomba para aplicar el producto.
 3. Repetir el proceso en la otra fosa nasal.
 4. Limpiar el aplicador con agua y secar.
 5. Cubrir el aplicador con el tapón protector hasta nuevo uso.
- Si durante su uso aparecen molestias importantes, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Dosis recomendada:

Para adultos y niños a partir de 1 año, tantas veces como sea necesario.

Contraindicaciones y efectos adversos:

- No se han descrito efectos adversos a las dosis terapéuticas recomendadas, pero si experimenta efectos adversos, consulte con su médico o farmacéutico habitual.
- Cualquier incidente adverso relacionado con el producto debe ser comunicado al fabricante, distribuidor y a la Autoridad Sanitaria competente.
- A las dosis indicadas no se conocen interacciones. De igual modo, se recomienda consultar con su médico si está tomando algún otro tipo de medicación.

Advertencias y precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario, como precaución, es recomendable no usarlo.
- Por razones higiénicas y prevenir la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- La fuente de ácido hialurónico no es de origen animal. Se obtiene a partir de la fermentación bacteriana.

Conservación y fecha de caducidad:

- No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.
- Desechar 3 meses después de su apertura.
- Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C.
- Deposite la botella y el tapón en los contenedores correspondientes.
- Se recomienda no desechar la caja ni el prospecto durante el uso del producto.

Presentación:

Espray sin gas propelente en una botella de 20 ml con aplicador nasal.



Fecha de emisión: 17-07-2024. Versión 04.

Conocer tu experiencia con el producto nos
permitirá crecer



STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - SPAIN
Atención al cliente: +34 666 570 401
www.stepharmaceuticals.com

REF PL0106

