

FREE NOSE® Isotonic Sea Water with Aloe Vera - Nasal Spray

FREE NOSE® Isotonic Sea Water with Aloe Vera is a nasal spray without propellant gas based on Isotonic Sea Water solution (0.9% sodium chloride) with sea natural minerals and trace elements and Aloe Vera natural extract.

FREE NOSE® Sea Water with Aloe Vera hydrates strongly nasal cavities thanks to its mechanical action and helps washing and extracting the mucus. Thanks to aloe vera which maintains and prolongs the hydration of the nasal passages. This fact ensures the permeability of the nasal mucosa. Proper use of **FREE NOSE® Sea Water with Aloe Vera** in daily nasal hygiene of babies, children and adults allows a therapeutic aid in some basic indications such as: nasopharyngitis, obstructive rhinitis and sinusitis, dry nose, hoarseness due to dry mucous membranes, adjuvant in ENT and pediatric treatment.

FREE NOSE® Sea Water with Aloe Vera maintain the specificity of the vital properties of natural sea water. The sea water comes from the Bay of Cancale in Brittany, renowned for the quality of its water. The Bay of Cancale boasts an exceptional tidal range (12 m) and is swept by strong prevailing currents preventing pollution of the waters. This unique combination ensures that the water constantly cleans itself and is therefore consistently pure. Sampling is performed automatically when the water quality is optimal (after the high tide period). Sampling area is classified as a Class A and is under continuous health monitoring controls (microbiological, chemical contamination, phytoplankton, pH...).

Composition:

Purified water, sea water (sodium chloride 0.9%), aloe vera and sodium hydroxide.

Instructions for use:

1. Remove the protective cap.
 2. Introduce gently the nasal applicator in one nostril and press the pump to apply the product.
 3. Let drain the excess solution in order to extract the mucus, and then blow.
 4. Repeat the process with the other nostril.
 5. Clean the tip with water and dry.
 6. Cover the nasal applicator with the protective cap until the next use.
- Apply 2-6 sprays per day in each nostril or as often as necessary.

Instructions to apply the product to the baby:

1. Lay your baby down with head slightly tilted to one side to facilitate the entry of sea water in the nostril.
 2. Pulverize during few seconds pressing the spray head.
 3. Sit up the baby to let the nose drain out. Collect mucus on a tissue.
 4. Repeat on the other nostril.
 5. Gently wipe around the nostrils without putting the tissue deep into the baby's nose. Clean the tip with water and dry.
- Apply 2-6 sprays per day in each nostril as often as necessary.

Contraindications and adverse effects:

- No adverse effects have been described at the recommended therapeutic doses, but if you experience side effects, consult your physician or pharmacist.
- Any serious adverse event related to this product must be declared to the manufacturer, distributor and national health authority in your country.
- At the indicated doses, no interactions are known. Similarly, it is recommended to consult with your habitual doctor if you are taking any medication

Warnings and precautions:

- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- In case of a known or suspected allergy to any of the components of this medical device, it is advisable not to use.
- Keep out of reach of children.

Conservation and expiry date:

- Do not use the product after the expiry date shown on the box and the bottle.
- Maintain in a dry and cool place. Maintain below 40°C and protected from direct sunlight or other heat sources.
- Deposit the bottle and the protective cap in the corresponding containers.
- It is recommended not to discard the box or the leaflet during the use of the product.

Presentation:

Pressurized spray bottle of 120 ml with nasal applicator. Available in two forces:

- **FREE NOSE® Sea Water with Aloe Vera** isotonic nasal spray - SOFT force - Babies from 0 months.
- **FREE NOSE® Sea Water with Aloe Vera** isotonic nasal spray - MEDIUM force - Adults and children from 3 years.



Date of issue: 17-07-2024. Version 03.

Knowing your experience with the product
will allow us to grow



STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - SPAIN
Customer service: +34 666 570 401
www.stepharmaceuticals.com

REF PL0115_120_Soft

REF PL0115_120_Medium



FREE NOSE® Agua de Mar Isotónica con Aloe Vera - Spray Nasal

FREE NOSE® Agua de Mar Isotónica con Aloe Vera es un spray nasal sin gas propelente a base de solución de Agua de Mar Isotónica (0,9% cloruro sódico) con minerales y oligoelementos naturales del mar y extracto natural de Aloe Vera.

FREE NOSE® Agua de Mar con Aloe Vera hidrata fuertemente las cavidades nasales gracias a su acción mecánica de lavado y extracción. Gracias al aloe vera mantiene y prolonga la hidratación de las fosas nasales. Esto asegura la permeabilidad de la mucosa nasal. Un buen uso de **FREE NOSE® Agua de Mar con Aloe Vera** en la higiene nasal cotidiana de niños y adultos permite una ayuda terapéutica en algunas indicaciones básicas como nasofaringitis, rinitis obstructiva y sinusitis, nariz seca, roncquera debido a mucosas secas, coadyuvante en los tratamientos ORL y pediátricos.

FREE NOSE® Agua de Mar con Aloe Vera conserva la especificidad de las propiedades vitales del agua de mar natural. El agua de mar proviene de la Bahía de Cancale en Bretaña, conocida por la calidad de sus aguas. La bahía de Cancale se caracteriza por mareas excepcionales (12 m) y es arrastrada por fuertes corrientes que previenen la contaminación de sus aguas. Esta combinación única garantiza que el agua se autolimpie constantemente y que sea particularmente pura. La toma de muestras se efectúa automáticamente cuando la calidad del agua es óptima (después del período de marea alta). La zona de toma de muestras se clasifica como clase A y está sometida a vigilancias y controles sanitarios continuos (microbiológicos, contaminación química, fitoplancton, pH...).

Composición:

Agua purificada, agua de mar (0,9% de cloruro de sodio), aloe vera e hidróxido de sodio.

Modo de empleo:

1. Retirar el tapón protector.
 2. Cuidadosamente introducir el aplicador en un orificio nasal y presionar la bomba para aplicar el producto.
 3. Dejar drenar el exceso para extraer la mucosidad, después sonarse.
 4. Repetir el proceso en el otro orificio.
 5. Limpiar el aplicador con agua y secar.
 6. Cubrir el aplicador con el tapón protector hasta nuevo uso.
- Aplicar de 2 a 6 pulverizaciones al día en cada orificio nasal o tan a menudo como sea necesario.

Instrucciones para aplicar el producto al bebé:

1. Acueste a su bebé con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado para facilitar la entrada del agua de mar en la cavidad nasal.
 2. Presione la bomba y pulverice el producto durante unos segundos.
 3. Siente al bebé para dejar drenar el exceso. Recoger el moco con un pañuelo.
 4. Repita el proceso en el otro orificio.
 5. Cuidadosamente limpie alrededor de las fosas nasales sin introducir el pañuelo profundamente en la nariz del bebé. Limpie el aplicador con agua y séquelo.
- Aplicar de 2 a 6 pulverizaciones al día en cada orificio nasal o tan a menudo como sea necesario.

Contraindicaciones y efectos adversos:

- No se han descrito efectos adversos a las dosis terapéuticas recomendadas, pero si experimenta efectos adversos, consulte con su médico o farmacéutico habitual.
- Cualquier incidente adverso relacionado con el producto debe ser comunicado al fabricante, distribuidor y a la Autoridad Sanitaria competente.
- A las dosis indicadas no se conocen interacciones. De igual modo, se recomienda consultar con su médico si está tomando algún otro tipo de medicación.

Advertencias y precauciones:

- Por motivos de higiene y para evitar la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- En caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario, como precaución, es recomendable no usarlo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservación y fecha de caducidad:

- No usar este producto después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la botella.
- Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C y protegido de la luz solar directa u otras fuentes de calor.
- Deposite la botella y el tapón en los contenedores correspondientes.
- Se recomienda no desechar la caja ni el prospecto durante el uso del producto.

Presentaciones:

Botella de spray presurizado de 120 ml con aplicador nasal. Disponible en dos fuerzas:

- **FREE NOSE® Agua de Mar con Aloe Vera** spray nasal isotónico - Fuerza SUAVE - Bebés a partir de 0 meses.
- **FREE NOSE® Agua de Mar con Aloe Vera** spray nasal isotónico - Fuerza MEDIA - Adultos y niños a partir de 3 años.



**Knowing your experience with the product
will allow us to grow**



Fecha de emisión: 17-07-2024. Versión 03.



STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - SPAIN
Atención al cliente: +34 666 570 401
www.stepharmaceuticals.com

REF PL0115_120_Soft

REF PL0115_120_Medium

