



## FREE NOSE® VIRPROTECT - NASAL SPRAY

**FREE NOSE® Virprotect.** is a decongestant nasal spray based on hypertonic saline solution, sesame oil, glycerol, xanthan gum and natural essences such as tea tree and lemon essential oils. Thanks to its content in xanthan gum, it forms a protective film over the mucosa preventing the contact of allergens (pollen, mites, animal hair, germs...). In addition, due to the acid pH of the solution (3-4), it helps to inactivate microorganisms and the hypertonic solution contributes to their elimination through the osmotic effect.

### Composition:

Purified water, polysorbate 80, sesame oil, glycerol, sodium chloride 2.2%, benzyl alcohol, xanthan gum 0.4%, tea tree essential oil, citric acid, potassium sorbate, EDTA disodium salt dihydrate, benzalkonium chloride, lemon essential oil and mix of natural tocopherols.

### Directions of use:

1. Shake the bottle before use and remove the protective cap. The first time it is used, it may require pressing several times the applicator until the pulverization of the product.
  2. Introduce gently the nasal applicator in one nostril and press the pump to apply the product.
  3. Repeat the process with the other nostril.
  4. Clean the tip with water and dry.
  5. Cover the nasal applicator with the protective cap until the next use.
- The device is aimed for self-administration. There is no need for other health care professionals assistance.

### Recommended dose:

For adults and children from 12 years of age, apply 1 to 3 sprays in each nostril per day.  
Continued use of the product for more than 30 days is not recommended.

### Contraindications and adverse effects:

- No adverse effects have been described at the recommended therapeutic doses of **FREE NOSE® Virprotect**, but if you experience side effects, consult your physician or pharmacist.
- Any serious adverse event related to this product must be declared to the manufacturer, distributor and national health authority in your country.
- At the indicated doses, no interactions are known. Similarly, it is recommended to consult with your physician if you are taking any medication.

### Warnings and precautions:

- In case of a known or suspected allergy to any of the contents of this medical device, as a precaution, it is advisable to avoid using it.
- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- Keep out of reach of children.
- For elderly users, consult the suitability of using the device with your usual doctor or pharmacist.
- It is not recommended during pregnancy or while breastfeeding.
- In case of discomfort, pain or other nasal conditions, do not use the product and consult a health care professional.
- In case that discomfort persists after 30 days, do not use the product and consult a health care professional.

### Conservation and expiry date:

- Keep in a cool and dry place. Maintain below 40°C and protected from direct sunlight or other sources of heat.
- Do not use after the expiry date printed on the box and bottle.
- Discard after 3 months once opened.
- Do not discard the content of this device down the drain. Deposit the bottle and the protective cap in the corresponding containers.
- It is recommended not to discard the box or the leaflet during the use of the product.

### Presentation:

- Spray without propellant gas in a 20 ml bottle with nasal applicator.

Date of issue: 07/03/2025.Version 01.

Knowing your experience with the product will allow us to grow



**FREE NOSE® VIRPROTECT- ESPRAY NASAL**

**FREE NOSE® Virprotect** es un spray nasal descongestionante a base de solución salina hipertónica, aceite de sésamo, glicerol, goma xantana y esencias naturales de árbol de té y limón. Gracias a su contenido en goma xantana, forma un film protector sobre la mucosa nasal que ayuda a prevenir el contacto con agentes externos (polen, gérmenes, ácaros, pelos de animales...). Además, debido al pH ácido de la solución (3-4), ayuda a inactivar los microorganismos y la solución hipertónica contribuye a su eliminación por su efecto osmótico.

**Composición:**

Agua purificada, polisorbato 80, aceite de sésamo, glicerol, 2,2% de cloruro de sodio, alcohol bencílico, 0,4% goma xantana, aceite esencial de árbol de té, ácido cítrico, sorbato de potasio, EDTA sal disódica dihidrato, cloruro de benzalconio, aceite esencial de limón y mezcla de tocoferoles naturales.

**Modo de uso:**

- Agitar el envase y retirar el tapón protector. La primera vez que se utilice, puede ser necesario presionar varias veces la bomba antes de que el producto se pulverice.
- Introducir cuidadosamente el aplicador en un orificio nasal y presionar la bomba para aplicar el producto.
- Repetir el proceso en la otra fosa nasal.
- Limpiar el aplicador con agua y secar.
- Cubrir el aplicador con el tapón protector hasta nuevo uso.

El dispositivo está diseñado para la auto-administración. No es necesario contar con la asistencia de otros profesionales de la salud para su uso.

**Dosis recomendada:**

Para adultos y niños a partir de 12 años, aplicar de 1 a 3 pulverizaciones al día en cada fosa nasal.

No se recomienda el uso continuado del producto durante más de 30 días.

**Contraindicaciones y efectos adversos:**

- No se han descrito efectos adversos a las dosis terapéuticas recomendadas de **FREE NOSE® Virprotect**, pero si experimenta efectos adversos, consulte con su médico o farmacéutico habitual.
- Cualquier incidente adverso relacionado con el producto debe ser comunicado al fabricante, distribuidor y a la Autoridad Sanitaria competente (AEMPS).
- A las dosis indicadas no se conocen interacciones. De igual modo, se recomienda consultar con su médico si está tomando algún otro tipo de medicación.

**Advertencias y precauciones:**

- En caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario, como precaución, es recomendable no usarlo.
- Por motivos de higiene y para evitar la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No se recomienda durante el embarazo o lactancia.
- En caso de molestias, dolor u otras afecciones nasales, no utilice el producto y consulte a un profesional de la salud.
- Para los usuarios de edad avanzada, consulte la idoneidad de usar el dispositivo con su médico habitual o farmacéutico.
- En caso de que la molestia persista durante más de 30 días, no utilice el producto y consulte a un profesional de la salud.

**Conservación y fecha de caducidad:**

- Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C y protegido de la luz solar directa u otras fuentes de calor.
- No usar este producto después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y la botella.
- Desechar el producto 3 meses después de su apertura.
- No desechar el contenido de este dispositivo por el desgüe. Deposite el envase y el tapón en los contenedores correspondientes.
- Se recomienda no desechar la caja ni el prospecto durante el uso del producto.

**Presentación:**

Espray sin gas propelente en botella de 20 ml con aplicador nasal.

Fecha de emisión: 07-03-2025. Versión 01.

Conocer tu experiencia con el producto nos  
permitirá crecer

